

MICRODERMOBRASÃO

Ref.: E025



MANUAL DO UTILIZADOR

ÍNDICE

1. PRINCÍPIO E EFEITOS	3
2. CONTRAINDICAÇÕES.....	5
3. FUNCIONAMENTO.....	5

1. PRINCÍPIO E EFEITOS

O QUE É A MICRODERMABRASÃO?

É uma abrasão mecânica da pele, que permite melhorar o aspeto da mesma, eliminando as camadas superficiais envelhecidas da epiderme.

É um procedimento não invasivo de esfoliação que tem como objetivo promover o rejuvenescimento da pele a partir da remoção de células mortas.

Pode também ser indicada para tratar as rugas, estrias, cicatrizes de acne e clarear manchas na pele;

Trata-se de um processo pouco agressivo, diferente das dermabrasões clássicas que exigem algum tempo de recuperação.

Como em qualquer outro tratamento existem algumas contraindicações que é necessário ter presentes.

PARA QUE SERVE A MICRODERMABRASÃO?

- Pode ser realizada no rosto em casos de acne e/ou suas marcas, cicatrizes de origem diversa, foliculite (da barba, por exemplo), alterações pigmentares (clarear manchas de pigmentação);
- É particularmente eficaz nas rugas verticais dos lábios, suavizar as linhas e as rugas finas;
- Pode utilizar-se para fazer uma «simples» limpeza de pele sendo eficaz nos homens para controlar a oleosidade e uniformizar a superfície da pele;
- Pode combinar-se com outros procedimentos estéticos, como forma de preparar a pele;
- No corpo, destina-se principalmente a tratamento de estrias sobretudo as que ainda estão vermelhas independentemente da sua localização (mama, abdómen, braços...) alterações pigmentares e cicatrizes, entre outros;
 - Diminuir outras imperfeições da pele;
 - Pele danificada pelo sol, redução de cicatrizes, produção excessiva de óleo, cravos e espinhas, poros dilatados e abertos, manchas superficiais da idade, pele opaca, stressada e congestionada;
- Microdermabrasão pode ser usado como um tratamento autónomo ou como um complemento num protocolo de tratamento.

- Melhora o relevo da pele está intimamente vinculada à capacidade da microdermabrasão de induzir a expressão de pró-colagénio tipos I e III, proliferação de fibroblastos e a produção de colagénio, levando à sua nova deposição na derme.

COMO FAZER A MICRODERMABRASÃO?

- Microdermabrasão são numerosos micro-diamantes espiculados fazem-se «embater» na pele a grande velocidade para provocar a eliminação das camadas superficiais. Logo de imediato são aspirados junto com os detritos celulares resultantes sem deixar resíduos á superfície da pele;
- Nos problemas mais graves a intensidade da microdermabrasão tem de ser maior para ser possível atuar em maior profundidade. É bem tolerada, demora cerca de 30 minutos a efetuar e conforme a intensidade utilizada e a extensão da zona a tratar, o paciente poderá ter de ficar um dia afastado da «vida social», no caso dos tratamentos de toda a face;
- O tipo de microdermabrasão a ser realizado deve ser indicado pelo profissional capacitado da área de estética de acordo com o objetivo do tratamento e características da pele;
- A microdermabrasão pode ser feita no rosto, peito, pescoço, braços ou mãos, mas este procedimento pode necessitar de várias sessões para ter um resultado satisfatório;
- Normalmente são necessárias de 5 a 12 sessões, dependendo do objetivo do tratamento;
- Habitualmente são necessárias várias sessões espaçadas 1 a 2 semanas para se conseguir o melhor resultado e depois sessões de manutenção esporádicas.

CUIDADOS APÓS A MICRODERMABRASÃO:

- Após a microdermabrasão é importante evitar a exposição solar e utilizar protetor solar 50+ (todos os dias). Além disso, não é recomendado passar nenhum produto ou creme no rosto que não seja recomendado pelo profissional, já que podem causar irritação na pele;
- Após o procedimento é comum que haja dor leve, pequeno inchaço ou sangramento, além de aumento da sensibilidade. Caso os cuidados com a pele não sejam seguidos de acordo com a recomendação do profissional especializado, pode haver escurecimento ou clareamento da pele.

2. CONTRAINDICAÇÕES

Como qualquer tratamento de estética, esta tecnologia não é indicada para todas as pessoas. A Microdermabrasão está contraindicada para:

- ✓ Pele não íntegra (absoluta);
- ✓ Doenças autoimunes de pele;(entre os tipos mais comuns de doenças que causam erupções na pele estão a urticária crônica espontânea, o lúpus, psoríase, diabetes tipo I, Vitiligo, as doenças autoimunes são enfermidades que representam desordens do sistema imunológico); Em zonas que apresentem cicatrizes (pós-operatório inferior a 1 ano), infeções, pruridos ou lesões;
- ✓ Acne ativa (relativa);
- ✓ Evitar tratamentos em pessoas com pacemaker;
- ✓ Doentes oncológicos (Neoplasias ou tumor);

3. FUNCIONAMENTO

1. PAINEL

Indicação do Painel e da Instalação



Indicador de
Pressão

Ajuste de
Potência de
Vácuo

2. MODOS DE OPERAÇÃO

- Conecte as pontas de microdermabrasão à alça para o tubo branco, colocando entre os dois o filtro circular branco;
- Ligue o tubo branco ao equipamento;

- Ligue o equipamento, ajuste a potência de vácuo do mínimo para máximo e teste a potência na mão ou no braço antes de usar diretamente no rosto.;
- Não deixe a ponta de diamante em nenhuma área por mais de 15 segundos.

AVISO IMPORTANTE:

- 1) Não coloque nenhum líquido na máquina. Tenha cuidado com as conexões elétricas;
- 2) A utilização do equipamento deve ser feita por profissionais;
- 3) 3) Limpe e esterilize o equipamento após cada tratamento.

Nota:

- Preserve a etiqueta localizada no equipamento. Nela está a referência, código fundamental para efetuar qualquer tipo de intervenção de manutenção necessário

OBRIGADA PELA VOSSA PRESENÇA!



@all4esthetic



all4esthetic



+351 936623907



Site: <https://all4esthetic.com/>



Email: geral@all4esthetic.com



all4esthetic
innovating beauty

Morada: Rua dos Tratores nº506 Armazém AE,
2870-607 Alto Estanqueiro- Jardia